



HomeBrace Germany UG (haftungsbeschränkt)

Birkenweg 12 / 73660 Urbach

Phone: +49 7181 255700

E-Mail: info@homebrace.com

Web: www.homebrace.com

HomeBrace Germany Showroom

Konrad-Hornschuch-Straße 67

Halle 24 C1

73660 Urbach

Bitte vereinbaren Sie einen Termin.

03/2019 // medienmaler.de



HomeBrace
Your home at your hands

MyArm

Die Talkerhalterung

Der mechanische Arm aus hochwertigem, pulverbeschichteten Edelstahl ist passend für alle gängigen Talkeraufnahmen. Angebracht am biomechanischen Längenausgleich des Rollstuhls ist der MyArm dreidimensional einstellbar, um den richtigen Abstand der Augensteuerung zum Auge zu haben, auch im Liegen oder Stehen.

Kompatible Aufnahmen und Befestigungen sind für viele Rollstühle erhältlich. Im Sonderbau kann für jeden Rollstuhl eine Aufnahme gefertigt werden.

Für mehr Selbstständigkeit!



MyEcc

Rollstuhl fahren mit den Augen

Mit der MyEcc werden die Funktionen der Maus durch jedes augengesteuerte Kommunikationshilfsmittel übertragen und ermöglichen so das sichere Fahren jedes Elektrorollstuhls, sowie das Einstellen der Sitzposition.

Der komplette Befehlsweg vom Auge bis zum Rollstuhl wird überwacht und stellt somit die Verbindung zum Rollstuhl ohne Berührung sicher. Sollte im Ernstfall eine Störung auftreten, bleibt der Stuhl stehen.



Krankenkassen
erstattungsfähig